


# MIESZADŁO LABORATORYJNE





## Dane techniczne

Materiał obudowy / powierzchnia robocza	ABS / poliester
Zakres prędkości	15-1500 obr./min.
Pobór mocy	3 W
Napięcie znamionowe	5 V
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy urządzenia	-25°C do +70°C
Wymiary (bez przewodu i zasilacza)	162x122x10 mm
Waga	165 g

## Wskazówki eksploatacyjne

Maksymalna średnica naczynia	100 mm
Objętości mieszanych płynów	50-800 ml
Zalecana wielkość mieszadełka	25 mm



UWAGA – POLE MAGNETYCZNE.  
Prosimy uwzględnić oddziaływanie pola magnetycznego (ma ono wpływ np. na pracę rozrusznika serca, stan nośników danych itp.)



Materiały chorobotwórcze należy obrabiać wyłącznie w zamkniętych naczyniach z odpowiednim odciąganiem.