

STEAMJET®

Class B
AUTOCLAVE

15
min

Całkowity czas procesu dla programu 134°C wynosi TYLKO 15 min. Tak krótki czas sterylizacji umożliwia przygotowanie narzędzi na bieżąco.



2 LATA
GWARANCJI

24⁷ SERWIS



Duży ekran dotykowy zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Oprócz podstawowych funkcji, możliwe jest skonfigurowanie własnego programu sterylizacji.

Przebieg procesu prezentowany jest w formie graficznej, z informacją na temat pozostałego do końca czasu, temperatury i ciśnienia.



STEAMJET®



2 LATA
GWARANCJI

24⁷ SERWIS


Wszystkie autoklawy STEAMJET® są objęte pełną 2-letnią gwarancją w systemie on-site. Serwis ENBIO realizuje zgłoszenia gwarancyjne 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Program	121°C	134°C
Narzędzia	opakowane i nieopakowane	
Czas sterylizacji	15 min	4 min
Czas suszenia	5 min	4 min
Całkowity czas procesu	25 min	15 min

Class B
AUTOCLAVE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V/50 Hz
Moc zainstalowana	3500 W
Maksymalny pobór prądu	15 A
Ciśnienie robocze	2,1 bar
Ciśnienie maksymalne	2,3 bar
Maksymalna temperatura procesu	137°C
Objętość komory procesowej	2,7 dm ³
Wymiary komory procesowej (LxWxH)	292x192x45 mm
Wymiary zewn. urządzenia (LxWxH)	561x252x162 mm
Masa	15 kg
Stopień ochrony	IP20
Archiwizacja danych procesu	USB Drive



Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze
T. +48 58 731 96 31, info@enbiogroup.eu
www.enbiogroup.eu

enbio®

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 214555, REGON 191317763, NIP 958-09-82-035. Suma w całości opłaconych kapitałów spółki wynosi 16 763 087,29 zł (co stanowi równowartość: EUR 4 039 298,14, wg kursu 4,15 EUR/PLN), w tym kapitał zakładowy wynosi 887 500 zł.

STEAMJET®

Class B
AUTOCLAVE

Autoklaw do narzędzi



www.enbiogroup.eu

enbio®

STEAMJET®

kompaktowy

bardzo cichy

błyskawiczny

intuicyjny

Sterylizacja zawsze pod ręką.

Kompaktowa konstrukcja, małe rozmiary, niezwykle cicha praca oraz intuicyjna obsługa dwóch programów pozwalają z przyjemnością użytkować autoklaw STEAMJET w każdym gabinecie. Ultra krótki czas procesu sprawia, że każde potrzebne narzędzie może być sterylne od razu.

